



## ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

### INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### INDICATIONS:

Mild MCL and/or LCL sprains, Mild arthritis, Mild instabilities. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

### CONTRAINDICATIONS:

N/A

### WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
  - Do not use over open wounds.
  - Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened.
  - If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

### APPLICATION INFORMATION:

- A) Unfasten and loosen the straps at the thigh and calf.
- B) Wrap product around leg and fasten over the front of the leg. Position the sleeve so that the hinges are parallel to each other, and the top of the circular cut-out aligns with the top of the knee cap.
- C) Adjust posterior (back) thigh and calf straps for snug fit.
- D) Fasten the anterior(front) thigh and calf support straps.
- E) REMOVAL  
To remove, unfasten straps and front flaps.

### USE AND CARE:

- Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. Hinges may be removed for washing.

Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

- The brace may be used in fresh or salt water. Following use in water activities, drain thoroughly and rinse with clean, fresh water. AIR DRY.

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

### FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

~~LATEX~~ NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

CAUTION: FEDERAL LAW -U.S.A. RESTRICTS THIS PRODUCT TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL.

## LIETUVIŲ

PRIEŠ PRADEDAMI NAUDOTI GAMINIŲ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VIŠĄ INSTRUKCIJĄ BEI TOLIMESNIUS NURODYMUS. TEISINGAS GAMINIO NAUDOJIMAS YRA GYVYBIŠKAI SVARBUS JO FUNKCINIAM VEIKIMUI.

### NAUDOTOJO PROFILIS:

Gaminį naudotis gali licencijuotas medicinos specialistas, pacientas ar paciento slaugytojas/globėjas. Naudotojas turi gebėti perskaityti, suprasti įspėjimus ir būti fiziškai veiksnus atlikti nurodymus, pateiktus informaciniame lapelyje.

### INDIKACIJOS:

Lengvi vidinio kolateralinio ir/ar šoninio kolateralinio raiščio patempimai, lengva artrito forma, lengvas nestabilumas. Minkštas, pusiau standus, skirtas riboti judesį per elastingą arba pusiau standžią konstrukciją.

### KONTRAINDIKACIJOS:

Nėra

### ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS:

- Jei jaučiamas skausmas, patinimas, jutimo pokyčiai ar kitos neįprastos reakcijos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
  - Nenaudokite ant atvirų žaizdų.
  - Nenaudokite įtvaro, jei jis ar jo pakuotė buvo pažeisti.
  - Jei pasireiškia alerginė reakcija bet kuriai iš sudedamųjų gaminio dalių, nedelsiant nutraukite įtvaro naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
- PASTABA:** Jei įtvaro dėvėjimas sukėlė rimtų šalutinių poveikių, kreipkitės į gamintoją ar pirkėš tiekėją.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

- A) Atlaisvinkite diržus ties šlaunimi ir blauzda.
- B) Apvyniokite įtvarą aplink koją ir užsekite priekyje kojos. Pozicionuokite įtvarą taip, kad jo vyriai būtų paraleliai vienas kitam, o apvali iškirpta ertmė lygiuotų su kelio sąnario gimele.
- C) Sureguliuokite užpakalinius šlaunies ir blauzdos dirželius, kad jie būtų tvirtai prigludę.
- D) Pritvirtinkite priekinius šlaunies ir blauzdos dirželius.
- E) NUĖMIMAS  
Norėdami nuimti, atlaisvinkite dirželius ir priekinius atvartus.

### NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

- Plauti rankomis šaltame vandenyje švelniu muilu, gerai išskalaukite. Leisti savaime išdžiūti. Vyriai gali būti išimami skalbiant.

Pastaba: kruopščiai neišskalvaus ilgainiui muilo nuosėdos gali gadinai įtvarą.

- Įtvaras gali būti naudojamas tiek gėlame, tiek sūriame vandenyje. Naudodami aktyviai veiklai vandenyje kruopščiai išskalaukite švairiu vandeniu. Leisti išdžiūti savaime.

**GARANTIJA:** DJO, LLC remontuos arba pakeis visą ar tam tikras dalis produkto ir jo priedus, dėl medžiagų ar gamybos defektų šešių mėnesių periode nuo produkto pardavimo datos.

### SKIRTAS NAUDOTI VIENAM ASMENIUI.

~~LATEX~~ SUDETYJE NĖRA LATEKSO.

PASTABA: IDĖTOS VIŠOS PASTANGOS KURIANT PRODUKTĄ PAGAL NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS, SIEKIANČI IŠGAUTI MAKSIMALŲ FUNKCIONAVIMO, TVIRTUMO, PATVARUMO IR KOMFORTO SUDERINAMUMĄ. NĖRA GARANTIJOS, KAD TRAUMA BŪTŲ IŠVENGTA PER ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMĄ.

ĮSPĖJIMAS: FEDERACINĖ JAV TEISĖ DRAUŽIA PRODUKTĄ PERPARDUOTI ASMENIMS, ĮMONĖMS AR KITOMS ORGANIZACIJOMS NETURINČIOMS LICENSIŲS JUO PREKIUIŲ.

## DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

### ANWENDERPROFIL:

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Benutzer muss in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen, zu verstehen und physisch auszuführen.

### INDIKATIONEN:

Geringfügige Verstauchungen des medialen und/ oder lateralen Seitenbandes, milde Arthritis, geringfügige Instabilitäten. Textilmaterial/halbsteif, um Bewegungen durch eine elastische oder halbsteife Konstruktion einzuschränken.

### KONTRAINDIKATIONEN:

K. A.

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
  - Nicht auf offenen Wunden verwenden.
  - Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
  - Wenn eine allergische Reaktion auftritt und/oder Sie nach Kontakt mit einem Teil dieses Produkts eine juckende, gerötete Haut bemerken, verwenden Sie das Produkt nicht länger und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- HINWEIS:** Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- A) Das Oberschenkel- und Wadenband öffnen und lösen.
- B) Die Stütze um das Bein legen und an der Beinvorderseite schließen. Stütze so ausrichten, daß die Scharniere parallel liegen und der obere Rand des runden Ausschnitts mit der Oberkante der Kniescheibe abschließt.
- C) Die Oberschenkel- (Rückseite) und Wadenlaschen so einstellen, daß die Schiene bequem sitzt.
- D) Die Oberschenkel- (Vorderseite) und Waden-Hilfslaschen festziehen.
- E) ABNEHMEN DER STÜTZE  
Zum Abnehmen der Stütze Bänder und vordere Laschen lösen.

### PFLEGEHINWEISE:

- In einer milden, kalten Seifenlauge von Hand waschen. Gründlich ausspülen. LUFTTROCKNEN. Die Scharniere können zum Waschen abgenommen werden.
- Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.
- Die Stütze kann in Süß- und in Salzwasser getragen werden. Nach dem Tragen beim Wassersport die Stütze gründlich abtropfen lassen und mit sauberem, frischem Wasser ausspülen. LUFTTROCKNEN.

**GARANTIE:** DJO, LLC garantiert bei Material-oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch der kompletten Vorrichtung oder eines Teils der Vorrichtung und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

~~LATEX~~ NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

HINWEIS: BEI DER HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS WURDEN MODERNSTE TECHNIKEN ANGEWENDET, UM DIE MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND KOMFORT ZU ERREICHEN. ES BESTEHT JEDOCH KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN.

VORSICHT: NACH US AMERIKANISCHEM GEsETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR DURCH ODER AUF ANORDNUNG EINES ZUGELASSENEN ARZTES BZW. EINER MEDIZINISCHEN FACHKRAFT VERKAUFT WERDEN.

## ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

### PROFILO UTENTE PREVISTO:

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, dal paziente, dal caregiver del paziente o da un familiare che lo assiste. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

### INDICAZIONI:

Lieve artrite, lievi instabilità e lievi distorsioni del legamento collaterale mediale (LCM) e/ o del legamento collaterale laterale (LCL). Progettato nella modalità morbida/semirigida, per limitare il movimento grazie a una struttura elastica o semirigida.

### CONTRINDICAZIONI:

Nessuna

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- In caso di dolore, gonfiore, variazioni di sensibilità o altre reazioni insolite durante l'uso del prodotto, contattare immediatamente il medico.
  - Non usare su ferite aperte.
  - Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.
  - Se si sviluppa una reazione allergica e/o si avverte prurito e arrossamento cutaneo dopo il contatto con qualsiasi parte di questo dispositivo, interrompere l'utilizzo e contattare immediatamente il medico.
- NOTA:** contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- A) Aprire e allentare gli strap della coscia e del polpaccio.
- B) Avvolgere il tutore intorno alla gamba e fissarlo sul davanti. Posizionarlo in modo che le articolazioni risultino parallele e la parte superiore del taglio circolare sia allineata con la parte superiore della rotula.
- C) Regolare gli strap posteriori (dietro) della coscia e del polpaccio in modo che siano aderenti ma non strin.
- D) Fissare gli strap anteriori (davanti) di supporto della coscia e del polpaccio.
- E) RIMOZIONE DELLA GINOCCH  
Per rimuovere il tutoreslacciare gli strap e le stringhe anteriori.

### USO E MANUTENZIONE:

- Lavare a mano in acqua fredda con sapone neutro. Risciacquare accuratamente. ASCIUGARE ALL'ARIA. È possibile smontare le articolazioni per il lavaggio.

Nota: se non risciacquo perfettamente, i residui di sapone potrebbero provocare irritazioni cutanee o danneggiare il materiale.

- Il tutore si può utilizzare anche in acqua dolce o salata. Dopo l'attività svolta in acqua, lasciar sgocciolare, risciacquare con acqua dolce pulita e ASCIUGARE ALL'ARIA.

**GARANZIA:** DJO, LLC si impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

~~LATEX~~ NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

AVVISO: SEBBENE SIA STATO COMPIUTO OGNI SFORZO ADOTTANDO TECNICHE ALL'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA LIVELLI MASSIMI DI COMPATIBILITÀ, FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E COMFORT, NON SI OFFRE ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE STATUNTENSE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A PERSONALE MEDICO O PROVVISIO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

## FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

### PROFIL DES UTILISATEURS VISÉS :

L'utilisateur prévu doit être un professionnel de santé agréé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille fournissant de l'aide. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d'emploi et être physiquement apte à les respecter.

### INDICATIONS :

Entorses légères du LCM et/ou du LCL, arthrite légère, instabilités légères. Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

### CONTRE-INDICATIONS :

S/O

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement un médecin.
  - Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
  - Ne pas utiliser ce dispositif s'il a été endommagé et/ ou si l'emballage a été ouvert.
  - En cas de réaction allergique et/ou de dévangeaisons, ou de rougeurs cutanées après avoir été en contact avec une partie quelconque de ce dispositif, cesser de l'utiliser et contacter immédiatement un professionnel de santé.
- REMARQUE :** Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

- A) Ouvrir et desserrer les sangles de cuisse et du mollet.
- B) Mettez la genouillère sur la jambe et fermez-la sur le dessus de la jambe. Faites en sorte que les articulations soient parallèles et que le haut du dévidement circulaire vienne s'aligner sur le haut de la rotule.
- C) Serrer fermement les sangles de cuisse et de mollet postérieures (au dos).
- D) Fixer les sangles de cuisse et de mollet antérieures (à l'avant).
- E) RETRAIT  
Pour retirer le genouilléfaites les sangles et les rabats.

### UTILISATION ET ENTRETIEN:

- Laver manuellement à l'eau froide, avec du savon doux, puis rincer intégralement. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE. Les charnières peuvent être enlevées pour le lavage.

Remarque: Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

- On peut utiliser ce produit dans l'eau douce ou l'eau salée. Après une telle utilisation, drainer intégralement et rincer à l'eau fraîche. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE.

**GARANTIE:** DJO, LLC se chargeront de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareillage et ses accessoires en cas de vice de matériau ou vice de fabrication, pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

~~LATEX~~ FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINÉ ÉTATS UNIS EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.

## NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUUST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

### BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL:

De beoogde gebruiker is een bevoegde medisch professional, de patiënt, de zorgverlener van de patiënt of een familielid dat hulp biedt. De gebruiker moet in staat zijn om alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten in de gebruiksaanwijzing te lezen, te begrijpen en fysiek uit te voeren.

### INDICATIES:

Milde MCL- en/of LCL-verstuiking, milde artritis en milde instabiliteit. Ontworpen met zacht/semi-rigide materiaal om beweging te beperken door een elastische of semi-rigide constructie.

### CONTRA-INDICATIES:

N.v.t.

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

- Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.
  - Niet gebruiken op open wonden.
  - Gebruik dit hulpmiddel niet als het beschadigd is en/ of als de verpakking is geopend.
  - Als er bij u een allergische reactie optreedt en/of als u last krijgt van een jeukende, rode huid nadat u in contact bent geweest met een onderdeel van dit hulpmiddel, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en contact opnemen met uw zorgverlener.
- OPMERKING:** Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

### AANBRENGEN VAN DE BRACE:

- A) Maak de banden bij de dij en de kuit los.

B) Sla het hulpmiddel om het been heen en maak het over de voorzijde van het been vast. Plaats de koker zo dat de scharnieren zich parallel aan elkaar bevinden en de bovenkant van de ronde uitsparing ter hoogte van de bovenkant van de knieschijf ligt.

C) Verstel voor een nauwsluitende pasvorm de achterbanden voor de dij en kuit.

D) Maak de voorste steunbanden voor de dij en kuit vast.

E) VERWIJDEREN  
Maak de banden en voorste flappen los om de brace te verwijderen.

### GEBRUIK EN ONDERHOUD:

- Met de hand en met een milde zeep en koud water wassen en grondig uitspoelen. AAN DE LUCHT LATEN DROGEN. De scharnieren kunnen voor het wassen worden verwijderd.

Opmerking: Als het product niet grondig wordt gespoeld, kunnen zeepresten irritatie veroorzaken en het materiaal aantasten.

- De brace kan worden gebruikt in zoet en zout water. Laat de brace nadat u deze in water hebt gedragen, volledig uitlekken en reinig hem met schoon, zoet water. AAN DE LUCHT DROGEN.

**GARANTIE:** DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als er materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd.

~~LATEX~~ BEVAT GEEN NATUURLIJK RUBBERLATEX.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD OM DOOR MIDDEL VAN GEAVANCEERDE TECHNIKEN EEN OPTIMALE COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT, KRACHT, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, KAN NIET WORDEN GARANTIEERD DAT LETSEL DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT WORDT VOORKOMEN.

CAVE: DE FEDERALE WETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN STAAT DE VERKOOP VAN DIT INSTRUMENT ALLEEN TOE DOOR OF VOORSCHRIFT VAN EEN BEVOEGD GEZONDHEIDSKUNDIGE.

## PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO DISPOSITIVO.

### PERFIL DO UTILIZADOR:

O utilizador previsto deverá ser um profissional de saúde licenciado, o paciente, o familiar do paciente que presta assistência ou o cuidador que deve conseguir garantir o movimento articular fisicamente capaz de seguir advertências e cuidados com a utilização.

### INDICAÇÕES:

Entorses ligeiras do Ligamento Colateral e/ou Ligamento Colateral ligeiras instabilidades. Artrite ligeira e/ou instabilidade. Desenvolvido com material de construção elástica ou semi-rígida.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

N/D

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Em caso de dor, inchaço ou outras reacções anormais, deve contactar imediatamente o médico.
  - Não aplique sobre feridas abertas.
  - Não utilize este dispositivo se estiver danificado ou se a embalagem tiver sido aberta.
  - Se desenvolver uma reacção alérgica ou vermelhidão na pele após entrar em contacto com qualquer parte deste dispositivo, interrompa a respectiva utilização imediatamente em contacto com o seu médico.
- NOTA:** contacte o fabricante e a autoridade competente no caso de ocorrer um incidente grave resultante da utilização deste dispositivo.

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:

A) Desaperte e solte as alças da perna e do tornozelo.

B) Envolva o produto em torno do joelho e fixe-o sobre a parte da frente do joelho. Posicione o suporte de modo que as dobradiças fiquem alinhadas com o topo da rótula.

C) Ajuste as alças posteriores da barriga da perna para uma boa aderência.

D) Aperte as alças de apoio da coxa e da barriga da perna.

E) REMOÇÃO  
Para remover, desaperte as alças frontais.

### UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO:

- Lave à mão em água fria com sabão neutro e enxágue cuidadosamente com água corrente. Deixe secar naturalmente.

Nota: se não forem removidos os resíduos de sabão ou de produtos de limpeza, estes podem deteriorar o material.

- A ortótese pode ser utilizada em água doce e limpa. DEIXE SECAR NATURALMENTE.

**GARANTIA:** A DJO, LLC garante a unidade, ou parte da mesma, em caso de defeitos de material ou de fabricação durante um período de seis meses a partir da data de venda.

~~LATEX~~ NÃO É FABRICADO COM BORRACHA NATURAL.

ATENÇÃO: EMBORA TENHAM SIDO EMPREGADAS TODAS AS TÉCNICAS DE PUNTA PARA OBTENIR O MÁXIMO DE COMPATIBILIDADE EM FUNÇÃO, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO SE PODE GARANTIR QUE O USO DESTA UNIDADE PREVENIRÁ LESÕES.

CUIDADO: A LEI FEDERAL AMERICANA DOS ESTADOS UNIDOS EXIGE QUE ESTE DISPOSITIVO SEJA VENDIDO APENAS POR OU SOB A ORDEM DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO.

