

Sanyleg

Medicininės kojinės

Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote Sanyleg gaminį. Mūsų gaminiai pasižymi elegancija, komfortu ir sveikatinančiomis savybėmis.

Malonus lengvumo jausmas yra pasiekiamas dėka laipsninės kompresijos. Norint palengvinti veninę kraujotaką, švelniai skatinama cirkuliacija. Kompresija mažėja nuo čiurnos į viršų.

Kulno sritis suteikia:

- Taisyklingas kulno įstatymas kojinių kulno kišenėje suteikia didesnę stabilumą.
- Taisyklingas maksimalios kompresijos taško pozicionavimas, suteikia geresnę prigludimą ir elastingumą aplink čiurną.

Sanyleg gaminiai yra rekomenduojami, kaip veiksminga pagalbinė preventinė priemonė nuo veninių sutrikimų. Kojinės yra itin efektyvios mažinant kojų sunkumo ir nuovargio pojūčius, taip pat ir serotonino sukeltą edemą. Nuoseklus dėvėjimas, polinkį turintiems asmenims, padeda išvengti veninių vožtuvų nepakankamumo arba jų atitolinti. Kojines taip pat rekomenduojama dėvėti nėščiosioms ir kenčiantiems nuo distalinių paviršinių venų vožtuvų nepakankamumo, kuris dažnai pasireiškia jaunimui ir vidutinio amžiaus asmenims, kurie daug laiko praleidžia ant kojų.

Sanyleg dėvėjimo instrukcija

Rekomenduojama užsidėti Sanyleg kojines ryte vos tik atsikėlus. Kojinės turėtų būti saugomos nuo kontakto su aliejais, kremais ar tepalais, naudojamais ant kojų medicininiais ar kosmetiniais tikslais. Aštrūs nagai ar žiedai gali pažeisti kojinių medžiagą. Jei oda yra drėgna, lengvesniam užsidėjimui ant pėdos užbarstykite talko miltelių.

1. - Išskyrus pėdos dalį, išverskite kojinę išvirkščią.

- Naudokite abi rankas išplėsti kojinių pėdų dalį ir įkiškite pėdą iki pat kulno.

- Išverskite likusią kojinių dalį ir tiksliai įstatykite kulną.

2. – Užtraukite kojines iki kelio išlygindami audinio nelygumus delnais. Niekada netraukite už viršutinio kojinių krašto.

- Dedantis pėdkelnes atlikite visus anksčiau aprašytus veiksmus, kol kojines išvyniosite iki pat kelių.

3. - Išvyniokite likusią pėdkelnių dalį į viršų iki kirkšnies, išlygindami audinio nelygumus delnais ir įsitikindami, kad kompresija yra tolygi.

- norint užsidėti kojines su atvira pirštų dalimi, naudokite specialų kojinių užsidėjimo įrankį.

Bendrosios kontraindikacijos

Pažengusi okliuzinė periferinių arterijų liga – patloginės kilmės masyvi apatinių galūnių edema - septinis flebitas - sunkus flebitas (pvz. phlegmasia cerulea dolens) – limfangitas – pažengusios periferinės neuropatijos (pvz. cukrinis diabetas) – kiti sensoriniai galūnių sutrikimai – Netolerancija/alergija sukelta kompresinių kojinių medžiagos.

Santakinės kontraindikacijos

Opos ir atviros žaizdos – drėgna dermatozė – imobilizacija (nejudrumas) – dermatitis stasis – paviršinių ir giliųjų venų vožtuvų nesandarumas – giliųjų venų trombozė arba ūmus tromboflebitas – potromboflebitinis sindromas – dėvint kojines su silikoniniais kraštais, odos sudirgimas gali atsirasti dėl hiperjautrumo šiai medžiagai.

Specialūs įspėjimai

Sanyleg kompresines kojines rekomenduojama dėvėti tik pasikonsultavus su gydytoju. Sanyleg kompresinės kojinės gali būti parduotos tik kvalifikuoto personalo. Jei dėvint kompresines kojines atsiranda skausmas ar diskomfortas, iškart nusiimkite ir konsultuokitės su gydytoju arba pardavėju.

Sudėtis ir medžiaga

Kiekvieno gaminio tekstilės sudėtis yra pateikta ant išorinės pakuotės. Medžiagos su kuriomis Sanyleg gaminiai yra gaminami pateikti žemiau.

CO: Medvilnė – EA: Elastanas – PA: Poliamidas – WO: Vilna – PP: Polipropilenas

Gaminio tarnavimo trukmė

Sanyleg kompresinės kojinės turi maksimalią 6 mėnesių tarnavimo trukmę. Niekada neviršykite galiojimo pabaigos datos pateiktos ant įpakavimo.

Skalbimo instrukcijos

Sanyleg kojinės gali būti skalbiamos rankomis arba skalbimo mašina.

- Skalbimas rankomis: naudokite skalbiklį skirtą lengvai pažeidžiamiems audiniams. Kruopščiai išskalaukite. Negręžkite. Džiovinkite oru.
- Skalbimo mašina: įdėkite gaminį į tinkamą maišelį arba pagalvės užvalkalą. Nebalinkite. Nedžiovinkite mašina.
- Nenaudokite sauso valymo. Nelyginkite.



Įspėjimas.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokių asmeninius susižeidimus ir/ar turto sugadinimą, kurie gali įvykti jei gaminytis yra naudojamas netinkamai arba kitokiai paskirčiai negu yra nurodyta.