



ХОДЬБА

R82[®]



Рост пользователя
700–1800 мм



Максимальный
вес пользователя
80 кг



Может использоваться в
помещении/на улице

Mustang[®]


Ходунки Mustang подходят для ежедневного использования. Выпускаются в четырех размерах.

Основные функции Mustang



Стимуляция ходьбы

Ребенок помещается в центр ходунков, что обеспечивает стабильность при ходьбе.



Легкий доступ

U-образная рама позволяет легко поместить ребенка в ходунки.



Правильный образец походки

Центральная стойка ходунков легко регулируется по углу наклона.



Быстросъемные аксессуары (для удобства ухаживающего)



В комплектации

4 размера, тормоз на каждое колесо, антиреверсный механизм, стабилизаторы направления движения колёс, механизм регулировки скорости вращения колес.

Дополнительные опции

Размеры

- Размер 1
- Размер 2
- Размер 3
- Размер 4

Колеса

- 8" литые колеса
- 8" тонкие литые колеса
- 4" колеса для 1 и 2 размера

Цвет рамы



размер 1 -
желтый



размер 2 -
белый




размер 3 -
красный



размер 4 -
серый










Mustang размер 4



Mustang размер 1

Параметры

		1	2	3	4
	Высота сиденья от пола*	260–440 мм	330–500 мм	450–680 мм	620–840 мм
	Расстояние от пола до подмышек*	400–650 мм	600–850 мм	700–1050мм	870–1300мм
	Макс. вес пользователя	30 кг	40 кг	60 кг	80 кг
	Длина*	820 мм	900 мм	1000мм	1100 мм
	Ширина	520 мм	580 мм	650 мм	700 мм
	Радиус поворота	460 мм	550 мм	600 мм	650 мм
	Вес*	13 кг	14 кг	18 кг	19 кг

Больше параметров на нашем сайте. *Параметры ходунков Mustang указаны с 8" колесами, в стандартной комплектации и центральной стойкой в вертикальном положении. Наклон центральной стойки и использование аксессуаров приведут к изменению параметров

Интересные факты

Ходунки Mustang можно легко настроить как переднеопорные или заднеопорные. Хотя, недавнее исследование не смогло однозначно ответить на вопрос - какой тип ходунков лучше, родители большинства детей с двигательными нарушениями выбирают заднеопорный тип (Poole 2017).

У детей, которые только начинают осваивать ходьбу, переднеопорные ходунки вызывают больше доверия и, благодаря конструктивным особенностям рамы, не позволяют ребенку удариться об окружающие предметы. Чем больше опыта набирается ребенок, тем скорее начинает чувствовать себя более самостоятельным. По мере двигательного развития можно попробовать освоить Mustang в заднеопорной комплектации.



АКСЕССУАРЫ



Поддержка груди
8698x0



Чехлы
8698x0-x60



Вставка
869225



Ручка
86936x



Упор для живота
869260



Поддержка рук
86935x



Подлокотники
8693xx




Крепления для рук
869370



Упор для таза
86925x



Поддержка таза с прямым держателем
8692xx



Поддержка таза на изогнутом держателе
869222, 869232



Соединительная планка для установки подголовника
869226

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте



Сиденье
8691x0



Мягкое сиденье
869115, 869125



Трусы
86957x



Защита для ног
869470



Ручка для сопровождающего
869510



Сумка
869560



Сумка
869565



Разделитель ног
8694x0



Держатели голени
8694xx

**‘Я быстро бегаю.
Спорим, не поймаешь?’**

