

Medicininiai Game Ready protokolai

2017 RUGPJŪČIO 15



Šie protokolai buvo naudojami Milletto, pirmaujančio ortopedijos chirurgo iš Vail Valley medicinos centro, CO, JAV. Protokolais dalijamasi su jo leidimu.

Atsakomybės apribojimas:

Kurį protokolą naudoti gydant pacientus su Game Ready sistema, sprendžia konkretus sveikatos priežiūros specialistas. Šis protokolai pateikiamas tik informaciniais tikslais ir nei CoolSystems Inc, nei daktaras Peteris Millettas neprisiima jokios atsakomybės už betkokį neigiamą poveikį, atsiradusį dėl šio protokolo taikymo. Daugiau informacijos rasite Game Ready naudotojo vadove kontraindikacijų, bendrųjų įspėjimų ir perspėjimų skyriuose.

PRIEKINIO KRYŽMINIO RAIŠČIO (ACL) GYDYMAS

(Taip pat žr. pridedamą ACL reabilitacijos protokolo dokumentą)

Protokolas gydymui po operacijos

Pateikė: Dr. Millett, The Steadman Clinic, Vail, CO JAV

Game Ready šalčio terapija pradeda taikyti po operacijos: Kompresinė terapija pradeda taikyti po operacijos praėjus 24 valandoms

Kompresijos nustatymai:

Po operacijos praėjus 24 valandoms: neatlikti kompresijos. Praėjus 48 valandoms po operacijos: taikyti mažą kompresiją

Po operacijos praėjus 72 val: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

4-ąją dieną ir visą likusį pooperacinį atsigavimo laikotarpį: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

Šalčio nustatymai:

Nustatyti šalčiausią, pacientui toleruojamą temperatūrą

Gydymo trukmė:

30 min. įjungti ir 30 min. išjungti per vieną procedūrą

Dažnumas:

Kartą per 4 valandas; jeigu toleruojama – dažniau.

PETIES ROTATORIŲ GYDYMAS – Pooperacinio gydymo protokolas Pateikė: Millett, The Steadman Clinic, Vail, CO JAV

Game Ready šalčio terapija pradeda taikyti po operacijos: Kompresinė terapija pradeda taikyti po operacijos praėjus 24 val.

Kompresijos nustatymai:

Pirmąsias 24 valandas po operacijos: neatlikti kompresijos. Praėjus 48 val po operacijos: taikyti mažą kompresiją

Praėjus 72 val po operacijos: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

4-ąją dieną ir visą likusį pooperacinį atsigavimo laikotarpį: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

Įspėjimas: Game Ready peties movos negalima naudoti, kai yra nustatyta didelė kompresija

Šalčio nustatymai:

Nustatyti šalčiausią, pacientui toleruojamą temperatūrą

Gydymo trukmė:

30 min. įjungti /30 min. išjungti per vieną procedūrą

Dažnis:

Mažiausiai kartą per 4 valandas; jeigu toleruojama – dažniau

ATSIGAVIMAS PO KELIO SANARIO ENDOPROTEZAVIMO – Pooperacinio gydymo protokolas Pateikė: Millett, The Steadman Clinic, Vail, CO JAV

Game Ready šalčio terapija pradeda taikyti iš karto po operacijos.

Game Ready Kompresinė terapija pradeda taikyti po operacijos praėjus 24 val, jeigu toleruojama, priešingu atveju – po operacijos praėjus 48 val.

Kompresijos nustatymai:

Pirmąsias 24 valandas po operacijos: neatlikti kompresijos

Praėjus 48 val po operacijos: neatlikti arba atlikti mažą kompresiją

Praėjus 72 val po operacijos: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

4-ąją dieną ir visą likusį pooperacinį atsigavimo laikotarpį: kompresiją taikyti pagal toleranciją arba pageidavimą

Šalčio nustatymai:

Nustatyti šalčiausią, pacientui toleruojamą temperatūrą

Gydymo trukmė:

30 min. įjungti /30 min. išjungti per vieną procedūrą

Dažnis:

Mažiausiai kartą per 4 valandas; jeigu toleruojama – dažniau